



FAJA LUMBAR



CARACTERÍSTICAS

- Ancho 20 mm.
- Elástico reforzado con dos corridas en gomas dobles.
- 5 flejes en PVC con memoria (18 cms. largo)
- Costuras en hilo de alta resistencia que garantiza la durabilidad en todas ellas.
- Velcro de máxima adherencia.
- Cinta reflectiva en la espalda.


Código	Talla
052700415	S
052700420	M
052700425	L
052700430	XL
052700435	XXL

MODO DE USO DE LA FAJA :


El uso adecuado de la faja Búfalo permite limitar la reflexión pélvica para ayudar a restaurar el alineamiento de la columna y a mantener a una carga compresiva uniforme de las vértebras al levantar peso.



Extienda la faja y ponga los suspensores sobre los hombros



Ajuste la faja a la cadera.



Tome cada extremo del cinturón de ajuste.



Una el lado derecho sobre el izquierdo, coincidiendo con el cierre velcro.



Cierre uniendo el lado derecho con el izquierdo.



Ajuste los suspensores y la tensión de la faja a su medida.